



ЛИНС Махаон рабочая станция врача

Маммография



Общие сведения

Просмотр исследований различных модальностей:

MG, US, CR, DR, DX, XA, CT, MR, OT и других

Поддержка стандарта DICOM 3.0

Совместимость с DICOM-станциями, PACS-системами и диагностическим оборудованием любых производителей

Полная поддержка 32-х и 64-х разрядных операционных систем

Продуманный интерфейс

Русскоязычный, дружелюбный интерфейс программы

Настраиваемые панели инструментов для удобной работы врача

Специальные цветовые схемы интерфейса для комфортной работы на цветных и монохромных мониторах

Масштабирование интерфейса для мониторов с высоким разрешением

Поддержка нескольких мониторов

Поддержка автоматических установок - Handling Protocols

Менеджмент исследований

Ведение базы данных исследований. Без ограничений на количество

Быстрый доступ к предыдущим исследованиям пациента и их открытие в режиме сравнения

Импорт и экспорт исследований в различных форматах

Формирование базы избранных исследований

Печать на Windows и DICOM-принтерах. Функциональный модуль печати с предварительным просмотром макета страницы

Запись исследований на CD, FLASH-носители с программой просмотра

Экспорт исследований в DICOM и графические форматы для использования в презентациях

Функциональность

Автоматическая раскладка проекций молочной железы (MLO-R, MLO-L, CC-R, CC-L) на экране монитора

Изменение параметров яркости и контраста только для тканей молочной железы: цвет фона вне объекта остается черным

Отображение маркеров, слоев и других объектов, которые поступают от программ автоматической диагностики (CAD) на маммограммах

DICOM-печать на специальной пленке (mammo film, mammo blue film)

Просмотр исследований цифровой маммографии с томосинтезом

Широкий набор 2D инструментов для работы с изображениями: линии, углы, координаты, кривые, многоугольники, площади и другие