



ЛИНС Махаон рабочая станция врача

Маммография



Общие сведения

Просмотр исследований различных модальностей: MG, US, CR, DR, DX, XA, CT, MR, OT и других
Поддержка стандарта DICOM 3.0
Совместимость с DICOM-станциями, PACS-системами и диагностическим оборудованием любых производителей
Полная поддержка 32-х и 64-х разрядных операционных систем

Продуманный интерфейс

Русскоязычный, дружелюбный интерфейс программы
Настраиваемые панели инструментов для удобной работы врача
Специальные цветовые схемы интерфейса для комфортной работы на цветных и монохромных мониторах
Масштабирование интерфейса для мониторов с высоким разрешением
Поддержка нескольких мониторов
Поддержка автоматических установок - Handling Protocols

Менеджмент исследований

Ведение базы данных исследований. Без ограничений на количество
Быстрый доступ к предыдущим исследованиям пациента и их открытие в режиме сравнения
Импорт и экспорт исследований в различных форматах
Формирование базы избранных исследований

Печать на Windows и DICOM-принтерах. Функциональный модуль печати с предварительным просмотром макета страницы
Запись исследований на CD, FLASH-носители с программой просмотра
Экспорт исследований в DICOM и графические форматы для использования в презентациях

Функциональность

Автоматическая раскладка проекций молочной железы (MLO-R, MLO-L, CC-R, CC-L) на экране монитора
Изменение параметров яркости и контраста только для тканей молочной железы: цвет фона вне объекта остается черным
Отображение маркеров, слоев и других объектов, которые поступают от программ автоматической диагностики (CAD) на маммограммах
DICOM-печать на специальной пленке (mammo film, mammo blue film)
Просмотр исследований цифровой маммографии с томосинтезом
Широкий набор 2D инструментов для работы с изображениями: линии, углы, координаты, кривые, многоугольники, площади и другие