

ЛИНС Махаон рабочая станция врача

Ангиография



Общие сведения

Просмотр исследований различных модальностей:
XA, RF, US, CR, DR, MG, DX, CT, MR, OT и других
Поддержка стандарта DICOM 3.0
Совместимость с DICOM-станциями, PACS-системами и диагностическим оборудованием любых производителей
Полная поддержка 32-х и 64-х разрядных операционных систем


Продуманный интерфейс

Русскоязычный, дружелюбный интерфейс программы
Настраиваемые панели инструментов для удобной работы врача
Специальные цветовые схемы интерфейса для комфортной работы на цветных и монохромных мониторах
Масштабирование интерфейса для мониторов с высоким разрешением
Поддержка нескольких мониторов
Поддержка автоматических установок - Handling Protocols

Менеджмент исследований

Ведение базы данных исследований. Без ограничений на количество
Быстрый доступ к предыдущим исследованиям пациента и их открытие в режиме сравнения
Импорт и экспорт исследований в различных форматах
Формирование базы избранных исследований

Печать на Windows и DICOM-принтерах. Функциональный модуль печати с предварительным просмотром макета страницы
Запись исследований на CD, FLASH-носители с программой просмотра
Экспорт исследований в DICOM и графические форматы для использования в презентациях



Функциональность

Инструмент «Цифровое вычитание - DSA» для выделения отдельных элементов изображения, динамически контрастированных, из статичных, элементов изображения
Гибкие настройки для управления инструментом DSA
Широкий набор 2D инструментов для работы с изображениями: линии, углы, координаты, кривые, многоугольники, площади и другие